



✚ 以人为本，用心制造  
PEOPLE-ORIENTED, MADE  
WITH HEART

# PUQIANG

Medical Technology



河南浦强医疗科技有限公司  
Henan Puqiang Medical Technology Co., Ltd.

地址：长垣市张三寨工业区  
电话：0373 - 869 2777

手机：155 6022 2077  
邮箱：puqiangyiliao@163.com

网址：www.yiliaozhilu.com  
外贸：www.puqiangyiliao.com

河南浦强医疗科技有限公司  
Henan Puqiang Medical Technology Co., Ltd.





## COMPANY PROFILE

### 公司简介

河南浦强医疗科技有限公司地处中国卫材之都长垣市张三寨镇小微企业孵化园！占地面积33690平方米，建筑面积59800平方米。设：普通耗材、高值耗材、康复理疗，检测，仪器器械、供应室、研究所。是一家集研发、生产、销售一体的自主创新型企业。

公司有医用纱布块、一次性使用中单（含床罩）、一次性产妇计量垫巾、一次性聚乙烯检查手套、一次性使用手术衣、一次性手术洞巾、一次性使用手术包、一次性使用产包、一次性使用导尿管、一次性使用缝合换药包、一次性使用妇科检查包、一次性使用透析护理包、一次性使用血管造影包、一次性使用吸痰包、一次性吸痰管、一次性使用备皮包、一次性使用口腔包、一次性使用灌肠包、一次性使用清创护理包、一次性使用耳鼻喉检查包、一次性使用会阴包、一次性使用护脐包、全麻辅助包、医用外科口罩、医用垫、无菌自粘伤口贴、一次性使用治疗巾、气管插管、麻醉机和呼吸机用呼吸管路、一次性医用口罩、医用纱布包、一次性防逆流引流袋、医用脱脂棉、医用纱布垫、医用输液贴、医用棉球、医用棉签、医用帽子、一次性防护口罩、湿化鼻氧管、采血输液辅助包、一次性使用胃镜检查包、医用眼罩、气流雾化器组件、一次性防护服、医用透明质酸钠修复贴、负压引流瓶、一次性使用宫颈刷、酒精棉球、碘伏棉球、手术切口无菌保护膜、体外吸引连接管、纱布绷带、麻醉面罩、医用无纺布敷料等普通耗材。

公司生产工艺、设备精良，技术力量雄厚，检测手段齐全、可靠，管理科学规范。在产品生产上精益求精，不断追求进步，以良好的售后服务，赢得了用户的普遍信赖。



物理室内景



气相室全貌



车间全貌



空调系统



一拖一口罩机



包材间




制水系统

Henan puqiang Medical Technology Co., Ltd. is located in the small and Micro Enterprise Incubation Park in zhangsanzhai Town, Changyuan City, the capital of health materials in China! It covers an area of 33690 square meters and a construction area of 59800 square meters. Setting: General consumables, high-value consumables, rehabilitation physiotherapy, testing, instruments and equipment, supply room and Research Institute. It is an independent innovation enterprise integrating R & D, production and sales.

The company has medical gauze blocks, disposable sheets (including bedspreads), disposable maternity measuring pads, disposable polyethylene examination gloves, disposable surgical gowns, disposable surgical hole towels, disposable Use maternity bag, one-time use catheterization bag, one-time use suture changing bag, one-time use gynecological examination bag, one-time use dialysis care bag, one-time use angiography bag, one-time use suction bag, one-time suction bag Sputum tube, one-time use leather preparation bag, one-time use oral bag, one-time use enema bag, one-time use debridement care bag, one-time use ENT examination bag, one-time use perineal bag, one-time use umbilical protection bag, General anesthesia auxiliary bag, medical surgical mask, medical pad, sterile self-adhesive wound patch, disposable treatment towel, tracheal intubation, breathing circuit for anesthesia machine and ventilator, disposable medical mask, medical gauze bag, disposable Anti-reflux drainage bags, medical absorbent cotton, medical gauze pads, medical infusion patches, medical cotton balls, medical cotton swabs, medical caps, disposable protective masks, humidified nasal oxygen tubes, blood collection and infusion aid bags, disposable gastroscope inspection bags, medical Eye mask, air nebulizer assembly, disposable protective clothing, medical sodium hyaluronate repair patch, negative pressure drainage bottle, disposable cervical brush, alcohol cotton ball, iodophor cotton ball, surgical incision sterile protective film, in vitro suction Common consumables such as connecting tubes, gauze bandages, anesthesia masks, medical non-woven dressings, etc.


The company has excellent production technology and equipment, strong technical force, complete and reliable testing means, and scientific and standardized management. Keep improving in product production, constantly pursue progress, and win the general trust of users with good after-sales service.



一次性使用手术帽机



全自动防护口罩机



医用外科口罩机



待验区



原材料间



合格区





PEOPLE-ORIENTED, MADE WITH HEART

以人为本，用心制造

STRENGTH PUQIANG

实力浦强

“以人为本，用心制造”。公司拥有一流的生产、销售、服务团队及生产检测设备，具有符合国家医疗器械行业标准的净化生产车间。建立了严格的质量管理体系及可靠的售后服务体系。

“科技改变生活，浦强呵护健康”。浦强医疗拥有一批理论与实践相结合的专业研发团队，积极吸取国内外先进经验，致力于新产品、新技术、新工艺的研究和创新。将专业的医疗护理品质带入生活，用心呵护每一个人的健康。致力于提供更为全面的医疗与家庭用品整体解决方案。

"People-oriented, made with heart". The company has first-class production, sales, service teams and production testing equipment, and has a purification production workshop that meets the national medical device industry standards. A strict quality management system and a reliable after-sales service system have been established.

"Technology changes life, Pu Qiang takes care of health". Puqiang Medical has a group of professional R&D teams that combine theory and practice, actively absorb advanced experience at home and abroad, and devote themselves to the research and innovation of new products, new technologies and new processes. Bring the quality of professional medical care into life, and take care of everyone's health. Committed to providing a more comprehensive overall solution for medical and household products.

医用包类

01-10

医用敷料类

25-27

医用防护类

11-16

母婴类

28

非织造布类

17-24

医用器械类

29-30

资质  
荣誉

Qualification  
honor





## 一次性使用无菌产包

豫械注准20212140544

**型号：**基本型、常规型、定制型；

**材质组成：**本产品由基本配置一次性使用手术衣、一次性使用治疗巾和选用配件：一次性医用垫、裤腿、医用棉签、弯盘、一次性使用聚乙烯检查手套、检查手套、一次性使用孔巾、一次性使用治疗巾、一次性使用包布、非吸收性外科缝线、一次性使用无菌导尿管、医用纱布垫、一次性使用医用口罩、一次性使用擦手巾、一次性使用医用帽、消毒刷、医用缝合针、医用棉球、一次性使用鞋套、一次性使用袖头、一次性使用吸痰管、收集袋、药碗、塑料杯、方盘、医用外科口罩、医用钳、一次性使用灭菌橡胶外科手套、弹力绷带、腹带、纱布绷带、一次性使用配药注射器、一次性使用敷料镊、一次性使用无菌手术单、尿布、洗耳球、婴儿包布、无菌塑柄手术刀、卫生护理裤组成；

**适用范围：**适用于医疗机构妇产科手术使用。



## 一次性使用采血输液辅助包

豫械注准20212141566

**规格：**基本型、常规型、定制型；

**型号：**采血型、输液型；

**材质组成：**采血型采血输液辅助包由基本配置一次性使用捆扎止血带、一次性使用中单和选用配置一次性使用治疗巾、医用棉签、碘伏棉签、医用输液贴、医用棉球、一次性使用聚乙烯检查手套、检查手套、透气创可贴、碘伏棉球、一次性使用消毒棉棒、一次性使用包布、脱脂纱布块、一次性使用无菌敷贴、托盘组成。输液型采血输液辅助包由基本配置医用输液贴、一次性使用中单和选用配置医用棉签、托盘、一次性使用包布、透气创可贴、碘伏棉签、医用棉球、一次性使用聚乙烯检查手套、一次性使用治疗巾、透气胶带、检查手套、一次性使用捆扎止血带、瓶口贴、酒精棉签、碘伏棉球、一次性使用消毒棉棒、脱脂纱布块、一次性使用无菌敷贴、酒精棉球组成；

**适用范围：**供医疗机构为患者采血或输液护理时使用。



## 一次性使用无菌口腔包

豫械注准20212170547

**型号：**基本型、常规型、定制型；

**材质组成：**本产品由基本配置托盘、口镜、医用棉球和选用配置：一次性使用牙探针、一次性使用敷料镊、一次性使用中单、卫生纸、一次性使用包布、围裙、一次性使用聚乙烯检查手套、检查手套、脱脂纱布块、塑料袋、吸管、压舌板、一次性使用治疗巾、石蜡棉球、酒精棉球、碘伏棉球、医用棉签、一次性使用灭菌橡胶外科手套组成；

**适用范围：**用于口腔检查和护理时使用。



## 一次性使用吸痰包

豫械注准20212080712

**规格：**F4、F4.5、F5、F6、F6.5、F7、F7.5、F8、F9、F10、F12、F14、F15、F16、F18、F20；

**型号：**I型：基本型、II型：选配型；

**材质组成：**I型吸痰包由一次性使用吸痰管、一次性使用聚乙烯检查手套组成；II型吸痰包由基本配置一次性使用吸痰管、一次性使用聚乙烯检查手套、一次性使用包布和选用配置脱脂纱布块、一次性使用敷料镊、医用棉球、石蜡棉球、托盘组成；

**适用范围：**供呼吸道吸引痰液用。





## 一次性使用缝合换药包

豫械注准20212020737

**规格：**I型：换药型、II型：缝合型；

**型号：**基本型、常规型、定制型；

**材质组成：**I型由标准配置一次性使用敷料镊、托盘、一次性使用中单和选用配置一次性使用包布、医用棉签、医用棉球、脱脂纱布块、一次性使用治疗巾、检查手套、一次性使用聚乙烯检查手套、碘伏棉球、酒精棉球、一次性使用手术刀片、酒精棉签、酒精棉、透气创可贴、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用无菌手术膜、剪刀、碘伏棉签、医用钳、一次性使用手术洞巾、一次性使用医用口罩、一次性使用医用帽组成；II型由标准配置非吸收性外科缝线、一次性使用中单和选用配置托盘、医用缝合针、一次性使用孔巾、一次性使用包布、医用棉球、脱脂纱布块、一次性使用治疗巾、检查手套、一次性使用聚乙烯检查手套、碘伏棉球、酒精棉球、碘伏棉签、酒精棉签、酒精棉、透气创可贴、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用无菌手术膜、一次性使用敷料镊、剪刀、无菌塑柄手术刀片、一次性使用手术刀片、医用钳、一次性给使用手术洞巾、一次性使用医用口罩、一次性使用医用帽、医用棉签组成；

**适用范围：**适用于临床医疗机构手术时缝合和换药使用。



## 一次性使用无菌手术包

豫械注准20202142008

**型号：**基本型、常规型、定制型；

**材质组成：**本产品由基本配置一次性使用手术衣、一次性使用中单和选用配件：一次性使用聚乙烯检查手套、一次性使用灭菌橡胶外科手套、检查手套、医用输液贴、一次性使用配药用注射器、纱布绷带、一次性医用垫、一次性使用医用口罩、一次性使用医用帽、裤腿、一次性使用孔巾、一次性使用手术洞巾、一次性使用治疗巾、脱脂纱布块、一次性使用包布、医用纱布垫、一次性使用无菌手术膜、无菌塑柄手术刀、一次性使用手术刀片、一次性使用敷料镊、托盘、方盘、塑料碗、弯盘、塑料杯、铅屏套、机头罩、药杯、一次性使用引流袋、医用钳、碘伏棉球、医用棉签、医用缝合针、非吸收性外科缝线、一次性使用无菌敷贴、一次性使用捆扎止血带、备皮刀、固定夹、鞋套、袖头、酒精棉球、石蜡棉球、口盆、消毒刷、保护罩组成；

**适用范围：**适用于医疗机构临床手术时使用。



## 一次性使用无菌透析护理包

豫械注准20212140741

**规格：**I型、II型；

**型号：**基本型、常规型、定制型；

**材质组成：**I型由基本配置医用棉签、托盘、一次性使用中单、收集袋和选用配件：一次性使用敷料镊、碘伏棉球、脱脂纱布块、一次性使用包布、医用输液贴、医用棉球、检查手套、一次性使用聚乙烯检查手套、碘伏棉签、一次性使用治疗巾、保护罩、透气创可贴、一次性使用孔巾、一次性使用无菌敷贴、一次性使用无菌手术膜、纱布绷带、一次性使用医用口罩、酒精棉球、酒精棉签、医用钳、试管、胶条、小物品盒、透气胶带、一次性使用灭菌橡胶外科手套组成。II型由基本配置一次性使用治疗巾、医用棉签、一次性使用中单和选用配置检查手套、碘伏棉签、脱脂纱布块、医用输液贴、一次性使用敷料镊、一次性使用医用口罩、一次性使用包布、胶条、碘伏棉球、医用棉球、透气创可贴、一次性使用聚乙烯检查手套、托盘、一次性使用灭菌橡胶外科手套组成；

**适用范围：**用于患者透析时做护理使用。



## 一次性使用胃镜检查包

豫械注准20212141681

**规格：**I型、II型；

**型号：**基本型、常规型、定制型；

**材质组成：**I型胃镜检查包由基本配置口垫、一次性使用治疗巾、压舌板和选用配置一次性使用敷料镊、托盘、医用棉球、卫生纸、一次性使用包布、一次性使用聚乙烯检查手套、检查手套、脱脂纱布块、一次性医用垫、口水袋、医用棉签、医用钳、一次性使用孔巾、围裙组成；II型胃镜检查包由基本配置一次性使用聚乙烯检查手套、一次性使用包布、一次性使用治疗巾和选用配置口垫、托盘、卫生纸、医用棉球、医用棉签组成；

**适用范围：**临床用于胃镜检查时使用。






## 一次性使用妇科检查包

▷ 豫械注准20202181292

**型号：**基本型、常规型、定制型；

**材质组成：**本产品由基本配置一次性使用无菌引导扩张器、一次性使用中和选用配置一次性使用无菌拭子、一次性使用治疗巾、碘伏棉球、医用棉签、一次性使用聚乙烯检查手套、一次性医用垫、一次性使用妇科刮板、一次性使用包布、托盘、医用棉球、一次性使用医用口罩、一次性使用敷料镊、一次性使用孔巾、一次性使用手术洞巾、一次性使用橡胶外科手套、检查手套、脱脂纱布块、塑料钳、药杯、医用钳、一次性使用医用帽、消毒刷、酒精棉、石蜡棉球组成；

**适用范围：**适用于妇科检查使用。



## 一次性使用全麻辅助包

▷ 豫械注准20202082009

**型号：**基本型、常规型、定制型；

**材质组成：**本产品由基本配置一次性使用气管插管、托盘、一次性使用孔巾和选用配置透气胶带、气管插管导丝、一次性使用治疗巾、一次性使用包布、一次性使用手术洞巾、一次性体外吸引连接管、一次性使用吸痰管、一次性使用口咽通道、脱脂纱布块、检查手套、医用牙垫、一次性使用配药用注射器组成；

**适用范围：**供临床用于全身麻醉手术建立人工气道、吸痰。



## 一次性使用耳鼻喉检查包

▷ 豫械注准20212140784

**型号：**A型、B型、C型、D型；

**材质组成：**A型检查包由基本配置一次性使用鼻镜、外耳道扩张器、口镜、一次性使用中单和选用配置托盘、鼻用镊、纸巾、压舌板、医用棉球、医用棉签、一次性使用包布、一次性使用敷料镊、一次性使用聚乙烯检查手套、一次性使用治疗巾、一次性使用手术洞巾、检查手套、止血钳、组织镊、酒精棉球、碘伏棉球、膝状镊组成。B型检查包由基本配置一次性使用鼻镜、一次性使用中单和选用配置托盘、鼻用镊、纸巾、医用棉签、医用棉球、一次性使用包布、一次性使用敷料镊、一次性使用聚乙烯检查手套、检查手套、止血钳、组织镊、酒精棉球、碘伏棉球、耳用膝状镊组成。C型检查包由外耳道扩张器、一次性使用中单和选用配置托盘、纸巾、医用棉球、医用棉签、一次性使用包布、一次性使用敷料镊、一次性使用聚乙烯检查手套、检查手套、止血钳、组织镊、酒精棉球、耳用膝状镊组成。D型检查包口镜、一次性使用中单和选用配置托盘、纸巾、压舌板、医用棉球、医用棉签、一次性使用包布、一次性使用敷料镊、一次性使用聚乙烯检查手套、一次性使用治疗巾、检查手套、止血钳、组织镊、酒精棉球、碘伏棉球、耳用膝状镊组成；

**适用范围：**适用于耳鼻喉科检查时使用。



## 一次性使用无菌灌肠包

▷ 豫械注准20202142007

**型号：**基本型、常规型、定制型；

**材质组成：**本产品由基本配置一次性使用加压式灌肠器、一次性使用治疗巾和选用配件：一次性使用聚乙烯检查手套、检查手套、脱脂纱布块、石蜡棉球、医用棉球、卫生纸、一次性使用孔巾、一次性使用肛门管、一次性医用垫、一次性使用水刺无纺布叠片、一次性使用包布、物品盒、软皂、皂液、皂粉、冲洗袋组成；

**适用范围：**供肠道清洗、灌注、排空用。





## 一次性使用无菌备皮包

▷ 豫械注准20212020546

**型号：**基本型、常规型、定制型；

**材质组成：**本产品由基本配置备皮刀、一次性使用治疗巾和选用配件：一次性使用包布、医用棉球、一次性使用聚乙烯检查手套、卫生纸、滑石粉、消毒刷、一次性使用敷料镊、检查手套、脱脂纱布块、一次性使用水刺无纺布叠片、托盘组成；

**适应范围：**供临床手术前备皮用。



## 一次性使用清创护理包

▷ 豫械注准20212140548

**规格：**基本型、常规型、定制型；

**型号：**I型、II型；

**材质组成：**I型清创护理包由基本配置透气创可贴、一次性使用中单和选用配置一次性使用孔巾、脱脂纱布块、医用棉球、酒精棉球、碘伏棉球、酒精棉签、碘伏棉签、检查手套、一次性使用聚乙烯检查手套、一次性使用敷料镊、一次性使用包布、托盘组成；II型清创护理包由基本配置医用棉球、一次性使用中单和选用配置一次性使用孔巾、脱脂纱布块、酒精棉球、碘伏棉球、酒精棉签、碘伏棉签、检查手套、一次性使用聚乙烯检查手套、一次性使用敷料镊、一次性使用包布、托盘组成；

**适用范围：**适用于临床清洗伤口、换药包扎使用。



## 一次性使用血管造影手术包

▷ 豫械注准20212141690

**型号：**基本型 常规型 定制型；

**材质组成：**由基本配置一次性使用手术衣、一次性使用中单和选用配置一次性使用孔巾、一次性使用包布、一次性使用手术洞巾、一次性使用治疗巾、机器罩、一次性使用医用口罩、一次性使用医用帽、脱脂纱布块、检查手套、一次性使用聚乙烯检查手套、一次性使用配药用注射器、无菌塑柄手术刀、一次性使用手术刀片、一次性使用敷料镊、衣夹、药杯、口杯、小盆、塑料碗、方盘、弯盘、纸巾、聚乙烯收纳袋、消毒刷、量杯、一次性医用垫、纱布绷带、医用纱布垫、医用棉球、备皮刀、医用缝合针、非吸收性外科缝线、止血钳组成；

**适用范围：**适用于医疗机构血管造影手术时使用。



## 一次性使用无菌会阴包

▷ 豫械注准20212180736

**规格：**护理型、检查型；

**型号：**基本型、常规型、定制型；

**材质组成：**护理型会阴包由基本配置一次性使用敷料镊、一次性使用治疗巾和选用配置托盘、一次性使用包布、医用棉球、碘伏棉球、卫生纸、一次性使用聚乙烯检查手套、检查手套、医用钳、脱脂纱布块、一次性医用垫、医用棉签、一次性使用无菌阴道扩张器组成；检查型会阴包由基本配置一次性使用治疗巾和选用配置托盘、一次性使用包布、碘伏棉球、医用棉球、卫生纸、一次性使用聚乙烯检查手套、医用钳、医用棉签、一次性使用无菌阴道扩张器组成；

**适用范围：**适用于临床会阴部检查和护理时使用。





## 一次性使用手术包

**型号：**手术型、产包型；

**材质组成：**由基本配置一次性无菌手术衣、一次性使用帽子、医用脱脂纱布块；选用配置一次性治疗巾、医用外科口罩、一次性使用洞巾、一次性使用中单、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用口罩、一次性使用手术薄膜、塑料手术刀、手术刀片、一次性使用配药注射器、带线缝合针、自粘式伤口贴、一次性使用无菌保护罩、医用垫单、医用胶带、消毒刷、输液贴、医用棉签、医用棉球、弹力绷带、一次性使用捆扎止血带、备皮刀、一次性使用聚乙烯检查手套、纱布绷带、止血钳组成；

**使用范围：**供临床手术时防护、护理使用及防止手术室内交叉感染。



## 一次性使用介入护理包

**型号：**I型；

**材质组成：**由基本配置医用脱脂纱布块；一次性使用配药用注射器、PE检查手套、医用棉垫、一次性使用手术衣、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用治疗巾、一次性使用中单，一次性使用洞巾、一次性医用垫、一次性使用医用口罩、一次性使用医用帽、带线缝合针、无菌塑柄手术刀、体表导管固定装置、医用棉签、医用棉球、医用输液贴、透气胶带、一次性使用捆扎止血带、一次性使用镊子组成；

**使用范围：**供医疗机构给患者进行介入手术使用。



## 一次性使用导尿包

**型号：**I型、II型、III型；

**材质组成：**一次性使用导尿管、引流袋、孔单、镊子、医用纱布块、一次性使用配药注射器、一次性使用中单、医用棉球、一次性使用医用橡胶检查手套、检查手套、碘伏棉球、备皮刀、一次性医用垫、医用棉球、医用棉签、导管夹、导尿管、消毒刷、包布、托盘；

**使用范围：**供医疗机构临床导尿使用。



## 一次性使用气管插管包

**型号：**普通型、加强型；

**材质组成：**一次性使用包布、一次性使用手术洞巾、一次性使用治疗巾、气管插管、一次性使用配药用注射器、透气胶带、医用牙垫、口垫、一次性使用聚乙烯检查手套、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用纱布块、医用棉球、医用输液贴、一次性体外吸引连接管、检查手套、一次性使用吸痰管、托盘；

**使用范围：**供临床麻醉或急救时建立人工气道用。





## 一次性使用手术衣

**型号：**大号、中号、小号；

**材质组成：**本产品由防粘/熔喷/防粘法非织造布经裁切、缝纫、热合加工制成，手术衣由前身、后身、袖子、系带制成；

**使用范围：**供手术人员穿着，降低感染源向病人手术创面传播以防止术后创面感染，具有阻止液体透过手术衣，也可减少液体或体液中携带的感染源向手术人员传播的风险。



## 医用外科口罩

豫械注准20202140558

**规格：**大号、中号；

**型号：**平面挂耳式、平面系带式；

**材质组成：**本产品由口罩体（含鼻夹）和口罩带组成。口罩体为三层结构，中层为聚丙烯熔喷布制成的过滤层，其他各层由纺粘非织造布制成。鼻夹由包裹聚乙烯塑料的镀锌铁丝制成；系带型口罩耳带由纺粘非织造布制成，挂耳型口罩耳带由氨纶涤纶材料制成的弹性带制成；

**适用范围：**供临床医务人员在有创操作过程中佩戴，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物的直接透过提供物理屏障。



## 一次性使用医用口罩

豫械注准20212140598

**规格：**大号、中号；

**型号：**平面挂耳式、平面系带式；

**材质组成：**口罩由医用无纺布热压而成的口罩片，可塑性材料制成的鼻夹，口罩带组成。口罩片由里层卫生用薄型非织造布、中间层熔喷布、外层卫生用薄型非织造布热压制成；

**适应范围：**供临床各类人员在非有创操作过程中佩戴，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、颗粒物的直接透过提供一定的物理屏障。



## 医用防护口罩

豫械注准20222140405

**型号：**无菌折叠挂耳式、无菌折叠头戴式；

**材质组成：**本产品由口罩体（含鼻夹）和口罩带组成。口罩体为四层结构，由里层纺粘非织造布、中间双层聚丙烯熔喷布、外层纺粘非织造布热压制成；鼻夹由镀锌金属片制成；口罩耳带由氨纶涤纶材料制成的弹性带制成；

**适应范围：**供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物用。





## 医用隔离鞋套

豫长械备20200282号

**规格：**底(10~50)cm×高(10~60)cm，具体规格见产品单包装；

**型号：**I型、II型；

**材质组成：**用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。本品由非织造布或者聚乙烯薄膜加工制成；

**适用范围：**医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。



## 一次性使用无菌聚乙烯检查手套

豫械注准20202140559

**型号：**大号、中号、小号；

**材质组成：**本产品由聚乙烯薄膜经热合、断压成型；

**适用范围：**用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。



## 医用隔离眼罩

豫长械备20200281号

**型号：**耳架式、头戴式；

**材质组成：**耳架式医用隔离眼罩由高分子材料制成的防护罩，镜片，耳架制成；头戴式医用隔离眼罩由高分子材料制成的防护罩，镜片，头带（弹力带）制成；

**适用范围：**用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。



## 医用隔离面罩

豫长械备20200279号

**规格：**长(10~60)cm×宽(5~50)cm；

**型号：**I型、II型；

**材质组成：**由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用；

**适用范围：**用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。





## 医用薄膜手套

▷ 豫长械备20200182号

**型号：**大号、中号、小号；

**材质组成：**有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。本品由聚乙烯薄膜（PE）制成；

**适用范围：**用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。




## 一次性使用隔离衣

▷ 豫长械备20202237号

**型号：**A型：褂式、B型：连体式、C型：分体式；

**规格：**A型：身長（80~200）cm×胸围（80~160）cm×袖长（45~80）cm；B、C型：160、165、170、175、180、185  
**材质组成：**采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫/热合制成。非无菌提供，一次性使用；

**适用范围：**用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。



## 一次性使用鞋套

**型号：**A型、B型；

**规格：**高（10~70）cm×长（5~50）cm；

**材质组成：**适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。A型由非织布缝制或热合而成；B型由聚乙烯缝制或热合而成；

**适用范围：**医用人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。



## 一次性使用中单

▷ 豫械注准20212140545

**规格：**长（10~400）cm×宽（10~400）cm；

**型号：**I型、II型、III型、IV型；

**材质组成：**I型中单由淋膜非织造布制成；II型中单由淋膜非织造布和皮筋缝制制成；III型中单由卫生用薄型非织造布制成；IV型中单由卫生用薄型非织造布和皮筋缝制制成；

**适用范围：**病床或检查床上的卫生护理用品。





## 医用帽

▷ 豫长械备20200283号

**规格型号：**I型：条形帽、II型：筒帽、III型：圆顶帽、IV型：大圆帽；

**材质组成：**非无菌提供，一次性使用。本品由非织造布经裁剪、热合制成；

**适用范围：**用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。




## 医用转移垫

▷ 豫长械备20200173号

**型号：**A型、B型；

**材质组成：**无源产品。A型由滑梯垫单组成；B型由滑梯垫单、保护罩、吸水垫、固定单组成。滑梯垫单、固定单由非织造布制成；保护罩由非织造布经裁剪、两头缝制松紧带制成；吸水垫由非织造布、木棉和流延膜制成；

**适用范围：**用于医疗机构运送、移动患者用。



## 护理垫单


▷ 豫长械备20200174号

**规格：**宽(10~400)cm×长(10~400)cm；

**型号：**A型、B型、C型、D型；

**材质组成：**非无菌提供，一次性使用。A型由非织造布或淋膜非织造布制成；B型由非织造布或淋膜非织造布四角缝制松紧带制成；C型由非织造布、木棉、聚乙烯薄膜制成；D型由非织造布、皱纹卫生纸、聚乙烯薄膜制成；

**适用范围：**病床或检查床上用的卫生护理用品。



## 一次性使用医用帽

▷ 豫械注准20222140403

**型号规格：**I型：圆顶帽、II型：条形帽、III型：医生帽；

**材质组成：**医用帽由卫生用薄型非织造布热合制成；

**使用范围：**用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。





## 医用灭菌包装无纺布

▷ Q/PQA01-2021


**型号：**40g、43g、50g、60g；

**规格：**30×30 40×40 50×50 60×60 70×70 75×75 80×80 90×90 100×100 110×110 120×120 150×150（可根据客户需求定做）；

**颜色：**蓝色系，绿色系、白色系，粉色系、紫色系；

**材质组成：**采用SMMS非织造布材料制成。可保证灭菌后的医疗器械的安全性。具有有效的无菌屏障系统，无毒害，不掉色，阻水，透气性强，便于灭菌介质的穿入和穿出的灭菌特性。良好的抗张抗撕裂等物理耐受性能，方便无菌产品的运输和储存；

**适用范围：**本产品适用于医疗器械灭菌前的包装。使用于高压蒸汽灭菌，环氧乙烷灭菌，过氧化氢低温等离子灭菌和甲醛蒸汽灭菌。



## 医用被服包

▷ Q/PQA003-2020

**规格：**被罩尺寸长(50cm~300cm)×宽(50cm~300cm)、

枕套尺寸长(30cm~150cm)×宽(30cm~150cm)、

床单尺寸长(50cm~300cm)×宽(50cm~300cm)；

**材质组成：**采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫/热合制成。



## 医用纱布包

▷ 豫械注准20222140406

**规格：**宽(20cm~5000cm)×长(20cm~5000cm)；

**材质组成：**医用纱布包由脱脂纱布裁剪而成；

**适用范围：**供临床护创、吸湿用，产品在使用前应进行灭菌。



## 医用脱脂纱布块

▷ 豫械注准20212140738

**规格：**长(2~100)cm×宽(2~100)cm×(2~20)P

**型号：**I型、II型；

**材质组成：**I型纱布块由医用脱脂纱布切割折叠而成；II型纱布块由含有显影线的医用脱脂纱布切割折叠而成；

**适用范围：**供临床护创、吸湿用。





## 医用脱脂纱布绷带

豫械注准20222140404



**规格：**长(100~1500)cm×宽(2~50)cm；

**材质组成：**纱布绷带由医用脱脂棉纱布成卷切割制成；

**适用范围：**用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。



## 医用脱脂纱布垫

**型号：**I型、II型；

**规格：**宽(3~80)cm×长(3~100)cm×(1-26层),具体规格见包装标识；

**材质组成：**I型采用不带X射线可探测组件的脱脂棉纱布加工而成；II型采用带X射线可探测组件的脱脂棉纱布加工而成；

**适用范围：**适用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。



## 脱脂纱布绷带

豫长械备20200175号

**规格：**宽(2~200)cm×长(100~1500)cm；

**材质组成：**纺织加工而成的卷状材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。本品由脱脂棉纱布打卷分切而成；

**适用范围：**用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。



## 粘胶型石膏绷带

豫长械备20200178号

**规格：**宽(6~15)cm×长(260~460)cm；

**材质组成：**非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。本品采用优质洁白的天然石膏和无毒的胶质材料、优质、清洁的纱布制成；

**适用范围：**用于骨折或软组织等损伤的外固定。






## 弹性绷带A型

▷ 豫长械备20200179号

**规格：**宽 ( 2 ~ 50 ) cm × 长 ( 100 ~ 1000 ) cm ；

**材质组成：**纺织加工而成的卷状材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。A型为氨纶弹性材料制成的氨纶弹性绷带，B型为非织造布材料制成的自粘性弹性绷带；

**适用范围：**用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。



## 石膏衬垫

▷ 豫长械备20200180号

**规格：**宽 ( 1 ~ 50 ) cm × 长 ( 100 ~ 500 ) cm ；

**型号：**I 型、II 型、III 型；

**材质组成：**非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。I 型由纯棉絮片制成，II 型由纤维棉絮片制成，III 型由木棉植物纤维絮片制成；

**适应范围：**用于骨折或软组织等损伤的外固定。



## 弹性绷带B型

▷ 豫长械备20200179号

**规格：**宽 ( 2 ~ 50 ) cm × 长 ( 100 ~ 1000 ) cm ；

**材质组成：**纺织加工而成的卷状材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。A型为氨纶弹性材料制成的氨纶弹性绷带，B型为非织造布材料制成的自粘性弹性绷带；

**适用范围：**用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。



## 医用透气胶带

▷ 豫长械备20200184号

**规格：**宽 ( 1 ~ 10 ) cm × 长 ( 100 ~ 2000 ) cm ；

**型号：**A 型、B 型；

**材质组成：**基材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。A型由聚乙烯薄膜涂以医用压敏胶加工而成；B型由无纺布涂以医用压敏胶加工而成；

**适用范围：**用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。





## 医用棉签

▷ 豫械注准20212140739

**型号：**6cm、8cm、10cm、12cm、15cm、18cm、20cm、25cm；

**材质组成：**棉签由脱脂棉及木棒经缠绕制成；

**适用范围：**用于对皮肤、创面进行清洁处理。



## 医用棉球

▷ 豫械注准20212140740

**型号：**特大号、大号、中号、小号、特小号；

**材质组成：**医用棉球由医用脱脂棉加工制成；

**适用范围：**用于对皮肤、创面进行清洁处理。



## 棉签

▷ 豫长械备20200183号

**型号：**6cm、8cm、10cm、12cm、15cm、18cm、20cm、25cm；

**材质组成：**吸水性材料。为了方便使用，产品有供手持的组件。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。本品由医用脱脂棉和竹棒(或木棒)加工制成；

**适用范围：**用于对皮肤、创面进行清洁处理。



## 棉球

▷ 豫长械备20200181号

**型号：**特大号、大号、中号、小号；

**材质组成：**吸水性材料。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。本品由医用脱脂棉加工制成；

**适用范围：**用于对皮肤、创面进行清洁处理。





## 压舌板

▷ 豫长械备20200176号

**规格：**150mm、180mm；

**型号：**I型、II型；

**材质组成：**由木质或其他材料制成。I型由塑料制成，II型由木片制成；

**适用范围：**用于检查时压低舌部。



## 消毒刷

▷ 豫长械备20200177号

**型号：**A型、B型；

**材质组成：**吸水性材料。为了方便使用，产品有供手持的组件。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。本品由塑料柄与海绵组成；

**适用范围：**用于对皮肤、创面进行清洁处理。



## 一次性使用婴儿沐浴包

▷ Q/PQ02-2020

**结构及组成：**搓澡海绵、沐浴球、面巾、硅胶宝宝洗鼻器、硅胶洗头刷、棉球、肚脐贴；

**注意事项：**本产品经环氧乙烷灭菌、无菌有效期二年。本品仅限一次性使用，用后销毁。规格、数量、生产批号或日期、有效期见包装封口处或袋内合格证。检查产品是否在有效期内，超过有效期禁止使用；

**贮存条件：**贮存在相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体、阴凉干燥、通风良好、清洁的库房内。



## 婴儿纸尿裤

**结构及组成：**本品有外包覆材料、内置吸收层、防漏底膜和遮光层组成；

**温馨提示：**1、本品为一次性使用产品，勿超时使用，以防尿疹以及排泄物对患儿幼嫩皮肤的刺激；2、更换本品前，双手应洁净干燥无菌，以免细菌接触婴儿皮肤；3、请将本品置于阴凉处存放，尽量避免高温和日晒；4、如打开包装未使用完的部分，请尽量充分密闭，以防受潮或异物进入；5、使用后请勿将其丢入马桶或排水道，以免造成堵塞；

**使用方法：**1、打开纸尿裤，把左右腰贴的一面放于底部，再将患儿的小屁屁放在纸尿裤上；2、撕开腰贴粘贴时，请将其拉紧，贴在腰贴的适当位置上；3、为防止尿液外漏，请将弹性防漏隔边向外拉出整理好；4、请将纸尿裤的前后左右拉服帖，确保穿着舒适。





## 手摇式病床

▷ 豫长械备20200285号

**规格：**2050mm×900mm×500mm、  
2100mm×980mm×500mm、  
2190mm×950mm×500mm；

**型号：**单摇型、双摇型、三摇型；

**材质组成：**由床面部分、床架部分、控制部分(手摇)组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节。无源产品；

**适用范围：**用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。



## 医用转移车

▷ 豫长械备20200284号

**型号：**I型、II型；

**材质组成：**由床面、支撑架组成，可附加输液架、护栏、脚轮、手摇机构，为单车或双车。无源产品；

**适用范围：**用于医疗机构运送、移动患者用。



## 担架车

▷ 豫长械备20200280号

**规格：**1950mm×650mm×650mm、1950mm×650mm×800mm、1950mm×650mm×830mm、  
3650mm×640mm×640mm、3650mm×640mm×970mm；

**材质组成：**本品由担架面、支撑架、护栏、脚轮组成。采用不锈钢材料或ABS材料制成；

**适用范围：**用于医疗机构运送、移动患者用。

