

检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告


 防伪查询网址: www.gtgc.net.cn


防伪码: SKWM-4436-14

共4页 第1页

No:210256149

委托单位	河南浦强医疗科技有限公司 地址: 河南省新乡市长垣市张三寨镇工业园区		
客户认定信息	医用隔离鞋套 3双 生产日期: 2021.10.2 型号规格: II型 生产单位: 河南浦强医疗科技有限公司		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2021.10.11
		报告签发日期	2021.10.27
判定依据	河南浦强医疗科技有限公司《医用隔离鞋套》技术要求		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	外观[3双]	河南浦强医疗科技有限公司《医用隔离鞋套》技术要求	符合
	结构[3双]	河南浦强医疗科技有限公司《医用隔离鞋套》技术要求	符合
	型号规格	河南浦强医疗科技有限公司《医用隔离鞋套》技术要求	符合
	断裂强力	河南浦强医疗科技有限公司《医用隔离鞋套》技术要求	符合
	大肠菌群	河南浦强医疗科技有限公司《医用隔离鞋套》技术要求	符合
	细菌菌落总数	河南浦强医疗科技有限公司《医用隔离鞋套》技术要求	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		

签发: 方明 高级工程师




检验检测报告

(电子版)

防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: SKWM-4436-14

扫码下载报告



No:210256149

共4页 第2页

检验检测项目	判定依据	判定
真菌菌落总数	河南浦强医疗科技有限公司《医用隔离鞋套》技术要求	符合
绿脓杆菌	河南浦强医疗科技有限公司《医用隔离鞋套》技术要求	符合
金黄色葡萄球菌	河南浦强医疗科技有限公司《医用隔离鞋套》技术要求	符合
溶血性链球菌	河南浦强医疗科技有限公司《医用隔离鞋套》技术要求	符合

签发: 方明 高级工程师

方明



样品图片

(电子版)



No:210256149

共4页 第3页



检验检测报告附页

(电子版)



No:210256149

共4页 第4页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●外观[3双]	按客户要求	医用隔离鞋套应清洁、无霉斑,表面车缝平整,不允许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷。	符合要求	符合	
●结构[3双]	按客户要求	医用隔离鞋套的尺寸设计应能覆盖使用者的足部,其规格尺寸应符合标识的设计尺寸。医用隔离鞋套的结构应合理,穿脱方便,结合部位严密。	符合要求	符合	
●型号规格(cm)	按客户要求	偏差: ±3	偏差: 脚高 -1 脚口 -1 脚底 +1	符合	
●断裂强力(N)	GB/T 24218.3-2010 夹距:100mm 速度:100mm/min	纵向 ≥10 横向 ≥10	纵向 45.8 横向 100.3	符合	
●大肠菌群	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
●细菌菌落总数 (CFU/g)	GB 15979-2002 附录B	≤200	1.8×10^2	符合	
●真菌菌落总数 (CFU/g)	GB 15979-2002 附录B	≤100	<20	符合	
●绿脓杆菌	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
●金黄色葡萄球菌	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
●溶血性链球菌	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
备 注	(本栏空白)				

——本报告结束——

